

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bak Para Wb, Elisa - Q16611

Número do item: CM0023664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Bak para WB e ELISA. Tem como alvo o regulador de apoptose BAK (BCL2L7), crucial para a permeabilização da membrana externa mitocondrial. Reage cruzadamente com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bak Rabbit pAb
Observações/Apeliido	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	578
ID do Gene	578
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bak humano (NP_001179.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q16611
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo