

Anticorpo Policlonal Anti-Bak De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16611

Número do item: CM0016726



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína Bak humana (BAK, BCL2L7), reguladora da apoptose. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA; reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose mitocondrial e a família Bcl-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Bak pAb de coelho
Observações/Apelido	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	578
GeneID	578
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 de Bak humano (NP_001179.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q16611
Peso da proteína	23 kDa
Transporte	Bolsa de gelo