

Anticorpo Policlonal Anti-Banp Para Wb, Elisa - Q8N9N5

Número do item: CM0030203



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BANP humano (BEND1/SMAR1), validado para WB e ELISA. Detecta BANP humano e de camundongo, um regulador de cromatina e supressor tumoral. Ideal para pesquisa em desenvolvimento de células T, ciclo celular e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BANP Rabbit pAb
Observações/Apelido	BEND1; SMAR1; SMARBP1; BANP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54971
ID do Gene	54971
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de BANP humano (NP_060339.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N9N5
Peso Proteico	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo