

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92560

Número do item: CM0026333



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BAP1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta BAP1 humano, de rato, de camundongo (~80 kDa). Ideal para estudar a desubiquitinação da histona H2A e a regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucep-6; HUCEP-13; BAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8314
GeneID	8314
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do BAP1 humano (NP_004647.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92560
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo