

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bap31 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51572

Número do item: CM0006196



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra BAP31 desenvolvido para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a proteína BAP31 (28 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para o estudo da função do RE, do transporte de proteínas e das vias de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra BAP31
Observações/Alíás	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Espécie	Humana
ID do gene	10134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-200 da BAP31 humana (P51572)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P51572
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo