

Anti-Bap31 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51572

Número do item: CM0025517



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BAP31 humano (BCAP31), uma proteína de membrana do RE envolvida na secreção de proteínas e ERAD. Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA e reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAP31 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDM; DDCH; BAP31; 6C6-AG; DELXQ28; DXS1357E; MICRODELXq28
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10134
GeneID	10134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-246 do BAP31 humano (NP_001243376.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51572
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo