


Anticorpo Policlonal Anti-Bat3/Bag6 Para Wb, Elisa - P46379

Número do item: CM0020734



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BAT3/BAG6 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar controle de qualidade de proteínas, apoptose e respostas imunes. UniProt P46379.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAT3/BAG6 Coelho pAb
Observações/Apelido	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7917
GeneID	7917
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46379
Peso Proteico	119kDa
Envio	Bolsa de gelo