


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bat3/Bag6 Para Wb E Elisa - P46379

Número do item: CM0002961



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-BAT3/BAG6 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta BAG6 humano, de camundongo e de rato, uma chaperona envolvida no controle de qualidade de proteínas e apoptose. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAT3/BAG6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7917
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1033-1132 do BAT3/BAG6 humano (P46379).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46379
Peso Proteico	119kDa
Envio	Saco de gelo