


Anticorpo Policlonal Anti-Bax Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07812

Número do item: CM0013150



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Bax humano (BCL2 Associated X). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose. Imunógeno: peptídeo sintético (aa 1-100).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Bax Rabbit pAb
Observações/Apelido	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	581
ID do gene	581
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de Bax humano (NP_620116.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q07812
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Embalagem de gelo