


Anticorpo Policlonal Anti-Bax Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07812

Número do item: CM0013232



introdução

Anticorpo policlonal anti-Bax de alta qualidade, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage com Bax humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho anti-Bax
Observações/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	581
GeneID	581
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bax humano (NP_620116.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q07812
Peso da proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo