


Anticorpo Monoclonal Anti-Bax De Coelho (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Número do item: CM0003437



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Bax validado para pesquisa de apoptose. Adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo SWISS Q07812 com um peso proteico de 21kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho Bax (mAb)
Observações/Apêndice	BCL2L4; ax
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	581
ID do Gene	581
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07812
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo