


Anticorpo Policlonal Anti-Bax De Coelho (Validado Por Ko) Para Pesquisa Em Apoptose - Q07812

Número do item: CM0012926



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra Bax humano (BCL2 Associated X, BCL2L4). Detecta proteína de 21 kDa. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo, rato. Ideal para estudos de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Bax Rabbit pAb
Observações/Apêndice	BCL2 Associated X, Proteína Semelhante a Bcl-2 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	581
GeneID	581
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bax humano (NP_620116.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07812
Peso Molecular da Proteína	21 kDa
Envio	Em saco de gelo