


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Baz2A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif9

Número do item: CM0022084



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à BAZ2A humana (TIP5), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de remodelação da cromatina e silenciamento de rDNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAZ2A Rabbit pAb
Observações/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	11176
GeneID	11176
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 97-295 da BAZ2A humana (NP_038477.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIF9
Peso da Proteína	211kDa
Envio	Bolsa de gelo