


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Baz2A / Tip5 Para Wb E Elisa - Q9Uif9

Número do item: CM0021347



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra BAZ2A / TIP5 humano, validado para Western blot e ELISA. Específico para alvos humanos e murinos, ideal para pesquisas em remodelação da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAZ2A / TIP5 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A / TIP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11176
GeneID	11176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 97-295 da BAZ2A (TIP5) humana (NP_038477.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UIF9
Peso Proteico	211kDa
Envio	Bolsa de gelo