

Anticorpo Policlonal Anti-Bbox1 Para Wb, If-P, Elisa - O75936

Número do item: CM0027008



introdução

O BBOX1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal contra a gama-butirotetina dioxigenase, validado para WB, IF-P e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em biossíntese de carnitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BBOX1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BBH; BBOX; G-BBH; gama-BBH; BBOX1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8424
ID do Gene	8424
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do BBOX1 humano (NP_003977.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75936
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo