

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bbs10 Para Wb, Elisa - Q8Tam1

Número do item: CM0027511

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-BBS10 (pAb) validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta BBS10 humano e de camundongo (~81 kDa). Ideal para estudar ciliopatias, montagem do BBSome e funções de chaperonas moleculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho BBS10
Observações/Apelido	C12orf58; BBS10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79738
GeneID	79738
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 474-723 do BBS10 humano (NP_078961.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TAM1
Peso Proteico	81kDa
Envio	Em saco de gelo