

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bbs2 Para Wb E Elisa - Q9Bxc9

Número do item: CM0026688

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-BBS2 validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para estudos do complexo BBSome, pesquisa de ciliogênese e investigações da síndrome de Bardet-Biedl.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BBS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	BBS; RP74; BBS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	583
GeneID	583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-96 do BBS2 humano (NP_114091.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXC9
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Bolsa de gelo