

Anticorpo Policlonal Anti-Bc12 Para Wb E Elisa - Q6Yul8

Número do item: CM0021922

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BC12 (KIN4A) de Oryza sativa, adequado para Western blot e ELISA. Validado para espécies de arroz. Útil para pesquisas sobre biogênese da parede celular e sinalização de giberelina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BC12 Coelho pAb
Observações/Apelido	BC2; GDD1; KIF4-like; Osj_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4346402
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 840-970 do BC12 de Oryza sativa. (Q6YUL8)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6YUL8
Peso Proteico	116kDa
Transporte	Saco de gelo