

Anti-Bcap29 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

Número do item: CM0030881



introdução

O pAb de Coelho anti-BCAP29 detecta BCAP29 (proteína associada ao receptor de células B 29) humano, de camundongo e de rato em WB, IHC-P e ELISA. Adequado para estudos de transporte RE-Golgi e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCAP29 pAb de Coelho
Observações/Apseudônimo	B29; BAP29; BCAP29
Espécie	Humano
GeneID	55973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-241 do BCAP29 humano (NP_061332.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHQ4
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo