

Anticorpo Policlonal Anti-Bcar1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56945

Número do item: CM0022482



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BCAR1 (P56945) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Rato, Rato. Tem como alvo p130cas, uma proteína de ancoragem central nas vias de sinalização de adesão e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho BCAR1
Observações/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; BCAR1
Espécie	Humano
ID do Gene	9564
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 495-612 do BCAR1 humano (NP_055382.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P56945
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de gelo