

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcas3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9H6U6

Número do item: CM0028587

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BCAS3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em angiogênese, câncer e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCAS3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54828
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6U6
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Bolsa de gelo