

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Bcat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54687

Número do item: CM0024216



introdução

BCAT1 Rabbit pAb (P54687) é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ele reage com BCAT1 humano, de camundongo e rato, permitindo estudos sobre metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCAT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BCT1; PP18; BCATC; ECA39; MECA39; PNAS121; BCAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	586
GeneID	586
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-190 da BCAT1 humana (NP_005495.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54687
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de gelo