

Anticorpo Policlonal Anti-Bccip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P287

Número do item: CM0028575



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BCCIP validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com BCCIP humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de reparo de DNA, ciclo celular e centrosomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCCIP Coelho pAb
Observações/Apelido	TOK1; TOK-1; BCCIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56647
GeneID	56647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-314 do BCCIP humano (NP_510868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P287
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo