


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcdin3D Para Wb, Elisa - Q7Z5W3

Número do item: CM0021759



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a BCDIN3D (RNA 5'-monofosfato metiltransferase), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para estudos sobre metilação de tRNA e processamento de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCDIN3D Coelho pAb
Observações/Apelido	BCDIN3D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	144233
GeneID	144233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 do BCDIN3D humano (NP_859059.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z5W3
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo