


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bckdha Para Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Número do item: CM0030627



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BCKDHA humano (MSU1, BCKDE1A), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, rato, rato. Tem como alvo a subunidade alfa do complexo E1 da desidrogenase mitocondrial de cetoácidos de cadeia ramificada, ~50kDa. Ideal para pesquisa em metabolismo e doença da urina de xarope de bordo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCKDHA pAb de Coelho
Observações/Apelido	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	593
GeneID	593
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 276-445 do BCKDHA humano (NP_000700.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12694
Peso Proteico	50kDa
Envio	Em bolsa de gelo