


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bckdha Para Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Número do item: CM0018885



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BCKDHA humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e a função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCKDHA pAb de Coelho
Observações/Apelido	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	593
ID do Gene	593
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 276-445 do BCKDHA humano (NP_000700.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12694
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Em saco de gelo