


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bckdhb (E1B) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21953

Número do item: CM0006536



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra BCKDHB humano (E1B, BCKDH E1-beta). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo mitocondrial e doença da urina do xarope de bordo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-BCKDHB
Observações/Apelido	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	594
ID do gene	594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-392 de BCKDHB humano (NP_898871.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P21953
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo