


Anticorpo Monoclonal Anti-Bckdhb Para Wb - P21953

Número do item: CM0006507



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra BCKDHB (BCKDE1B), validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo, rato. Utilizado em pesquisas sobre metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e doença da urina em xarope de bordo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCKDHB Rabbit mAb
Observações/Apelido	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	594
GeneID	594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-392 do BCKDHB humano (NP_898871.1).
Fonte	Coelho
Anticorpos Monoclonais	
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21953
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo