


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bckdhb Para Wb, Elisa - P21953

Número do item: CM0012878



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BCKDHB humano, validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade beta da desidrogenase 2-oxoisovalerato mitocondrial, envolvida no catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCKDHB Rabbit pAb
Observações/Apelido	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	594
GeneID	594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 183-392 do BCKDHB humano (NP_898871.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P21953
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo