

Anticorpo Monoclonal Anti-Bckdk Para Wb, Elisa - O14874

Número do item: CM0003687



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a BCKDK humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Reconhece a alfa-cetoácido desidrogenase quinase de cadeia ramificada, um regulador chave do metabolismo de BCAA e lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCKDK mAb de coelho
Observações/Alias	BDK; BCKDKD; BCKDK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10295
GeneID	10295
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14874
Peso da Proteína	46kDa
Remessa	Bolsa de gelo