

Anticorpo Policlonal Anti-Bckdk Para Wb, If/Icc, Elisa - O14874

Número do item: CM0025693



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à BCKDK (quinase da desidrogenase de alfa-cetoácidos de cadeia ramificada). Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de BCAA, regulação de glicose e lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCKDK Rabbit pAb
Observações/Apelido	BDK; BCKDKD; BCKDK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-412 da BCKDK humana (NP_005872.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14874
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo