

Anticorpo Monoclonal Anti-Bcl-2 Para Wb - P10415 / P49950

Número do item: CM0011669



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Bcl-2 validado para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Reconhece Bcl-2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em apoptose, autofagia e câncer. Anticorpo recombinante para desempenho consistente.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KD] Bcl-2 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50
Espécie	Humano/Rato
GeneID (Humano)	596
GeneID	596/24224
Imunógeno	Um peptídeo sintético de Bcl2 humano/rato
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10415/P49950
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo