

Anticorpo Policlonal Anti-Bcl-2 Para Wb, Ip, Elisa - P49950

Número do item: CM0022318

introdução

pAb de Coelho Bcl-2 validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada de camundongo. Tem como alvo a região N-terminal do Bcl-2 de rato (26 kDa), um regulador chave da apoptose. Ideal para pesquisas sobre apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Bcl-2
Observações/Apelido	Bcl-2,
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	596
GeneID	24224
Imunógeno	Proteína recombinante Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bcl2 de rato (NP_058689.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P49950
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo