

Anticorpo Policlonal Anti-Bcl-2 Para Wb - P10415

Número do item: CM0017298



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bcl-2 humano, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Desenvolvido para pesquisa em apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bcl-2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-239 da Bcl-2 humana (NP_000624.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10415
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo