

Anticorpo Policlonal Anti-Bcl-2 (Ppp1R50) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10415

Número do item: CM0015400



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bcl-2 humano (PPP1R50), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Suprime a apoptose; adequado para pesquisas sobre apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bcl-2 Rabbit pAb
Observações/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	596
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Bcl-2 humana (NP_000624.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10415
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo