

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49950

Número do item: CM0010753

introdução

Ideal para pesquisa de apoptose e câncer, este anticorpo monoclonal de coelho anti-Bcl-2 é validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada confirmada para camundongo e rato. - P49950

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Bcl-2
Observações/Apelido	Bcl-2
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	596
GeneID	24224
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bcl2 de rato (NP_058689.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P49950
Peso Proteico	26 kDa
Envio	Saco de gelo