

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl-2 [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Número do item: CM0003806



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Bcl-2 de alta qualidade [Validado por KD] validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Visa o regulador de apoptose Bcl-2 humano (P10415). Ideal para pesquisas sobre câncer, apoptose e estudos de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] mAb Bcl-2 de Coelho
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bcl-2 humano (P10415)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10415
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo