


Anticorpo Policlonal Anti-Bcl-W Para Wb, Elisa - Q92843

Número do item: CM0018341



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Bcl-W humano (BCL2L2), validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre apoptose e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bcl-W pAb de Coelho
Observações/Apelido	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	599
ID do Gene	599
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-193 do Bcl-W humano (NP_004041.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92843
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo