

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl-XI Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07817

Número do item: CM0006436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Bcl-XL, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de apoptose e mitocondrial. Detalhes completos do produto, contexto biológico e suporte de fornecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Bcl-XL Rabbit mAb
Observações/Apeliido	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	598
GeneID	598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do Bcl-XL humano (NP_612815.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07817
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo