

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcl-XL Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07817

Número do item: CM0013433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bcl-XL (aa 1-80). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bcl-XL Rabbit pAb
Observações/Apelido	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	598
ID do Gene	598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do Bcl-XL humano (NP_001304848.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07817
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	