

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcl-XI (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - Q07817

Número do item: CM0022801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bcl-XL, validado por KD para Western blot e ELISA. Reage com Bcl-XL humano, de rato e de camundongo; ideal para pesquisa em apoptose, câncer e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Bcl-XL Rabbit pAb
Observações/Apelido	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; [Validado por KD] Bcl-XL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	598
ID do Gene	598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do Bcl-XL humano (NP_001304848.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07817
Peso Proteico	26kDa
Envio	Bolsa de gelo