


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcl10 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - O95999

Número do item: CM0014433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra Bcl10 humano, para WB e ELISA. Detecta Bcl10 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a via NF-kB e sinalização imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] Bcl10 Rabbit pAb
Observações/alias	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; 10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8915
GeneID	8915
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-233 de Bcl10 humano (NP_003912.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O95999
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Embalagem de gelo