


## Anticorpo Monoclonal Anti-Bcl10 Para Wb, Elisa - O95999

Número do item: CM0005924



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Bcl10 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Específico para Bcl10 humano (O95999), um adaptador chave de sinalização imune. Ideal para pesquisas sobre NF-kappa-B e complexo CBM.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                          |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Bcl10 Rabbit mAb                               |
| Observações/Apelido | CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10 |
| Espécie             | Humano                                         |
| ID do Gene (Humano) | 8915                                           |
| ID do Gene          | 8915                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante                          |
| Fonte               | Coelho                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                         |
| SWISS               | O95999                                         |
| Peso da Proteína    | 26kDa                                          |
| Envio               | Saco com gelo                                  |