

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcl2A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

Número do item: CM0017410



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BCL2A1, específico para humanos, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Direciona a proteína anti-apoptótica hematopoiética Bfl-1 (BCL2A1) envolvida na sobrevivência celular e resposta a infecções. Ideal para pesquisa em apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL2A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	597
GeneID	597
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 do BCL2A1 humano (NP_004040.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16548
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo