

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl2L14/Bclg Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzr8

Número do item: CM0003616

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra BCL2L14/BCLG humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em apoptose e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL2L14/BCLG mAb de Coelho
Observações/Alias	BCLG; BCL2L14/BCLG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79370
GeneID	79370
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de BCL2L14/BCLG humano (Q9BZR8)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZR8
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo