

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bcl2L14/Bclg Para Wb, If, Elisa - Q9Bzr8

Número do item: CM0028050

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BCL2L14/BCLG humano (facilitador de apoptose Bcl-2-like 14). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL2L14/BCLG pAb de Coelho
Observações/Apelido	BCLG; BCL2L14/BCLG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79370
ID do Gene	79370
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-327 do BCL2L14/BCLG humano (NP_620049.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZR8
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo