


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl2L15 Para Wb, Elisa - Q5Tbc7

Número do item: CM0006703



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra BCL2L15 humano (Bfk, C1orf178). Validado para WB e ELISA. Útil para aplicações de pesquisa em apoptose, splicing alternativo e proteômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL2L15 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Bfk; C1orf178; BCL2L15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	440603
GeneID	440603
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 do BCL2L15 humano (NP_001010922.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5TBC7
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo