

Anticorpo Monoclonal Anti-Bcl6 () Para Citometria De Fluxo Intracelular - P41182

Número do item: CM0012275



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-BCL6 humano diretamente conjugado ao para citometria de fluxo intracelular. Validado para FC (intra), tem como alvo um repressor transcricional fundamental na biologia dos centros germinativos e na pesquisa sobre linfomas. Reatividade cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-BCL6 humano
Observações/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Espécie	Humana
GeneID	604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 do BCL6 humano (NP_001124317.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P41182
Peso da Proteína	72kDa/78kDa
Envio	Bolsa de gelo