

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bcl6 Para Citometria De Fluxo E Elisa - P41182

Número do item: CM0006651



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-BCL6 humano, validado para citometria de fluxo intracelular e ELISA. Ideal para estudar a função e a localização da proteína 6 do linfoma de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BCL6 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	604
GeneID	604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-350 do BCL6 humano (NP_001124317.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P41182
Peso da Proteína	79 kDa
Transporte	Bolsa de gelo