


Anti-Bcl9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - 000512

Número do item: CM0022392



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Bcl9 humano, um proto-oncogene da via Wnt. Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Imunógeno: proteína recombinante N-terminal. Ideal para pesquisas sobre câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bcl9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LGS; Bcl9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	607
GeneID	607
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do Bcl9 humano. (NP_004317.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	000512
Peso da Proteína	149kDa
Envio	Saco de gelo